

Sposób postępowania użytkowników bankowości internetowej dla Klientów posługujących się dotąd autoryzacją kartami kryptograficznymi

1. Zmiana sposobu logowania

WYBIERAMY LOGOWANIE KARTĄ MIKROPROCESOROWĄ



Autoryzacja

Proszę wprowadzić PIN
oraz nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

Logowanie: **Logowanie kartą mikroprocesorową** ?

PIN: ?

Zatwierdź

- Umieszczamy kartę mikroprocesorową w czytniku i wprowadzamy numer PIN karty mikroprocesorowej:



Autoryzacja

Proszę wprowadzić PIN
oraz nacisnąć przycisk "Zatwierdź".


Logowanie: **Logowanie kartą mikroprocesorową** ?

PIN: ?

Zatwierdź

Nie wprowadzamy identyfikatora użytkownika.

- 2. Autoryzacja zleceń będzie wyglądała jak do tej pory:



Przelew - akceptowanie

Referencje:	
Rachunek do obciążenia:	40 8818 0009 3001 0000 0123 0002 Rachunek pomocniczy
Nazwa kontrahenta:	Test Przelewów
Nr rachunku kontrahenta:	87 9484 1017 1600 0224 2590 0001
Tytułem:	Szablon
Przelew VAT:	Nie
Kwota:	10,00 PLN
Droga płatności:	Elixir
Data:	2019-07-09
Zleceniodawca:	bankowy jan

PIN Podpisz

Zamknij

Log:
2019-07-09 13:00 Nowy przelew - DSL2 2